

Jednorázové nitrilové rukavice VulkanPink –9054

Základní UDI-DI: 859420032NIT5GH

Technická specifikace

ZP tř. I dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 , o zdravotnických prostředcích a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o OOP

Velikosti	XS (6)	S(7)	M(8)	L(9)	XL(10)
šířka dlaně(mm) Podle EN 455-2	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Váha rukavice v g (interní kontrola)	2,7+/-0,2	3,0+/-0,2	3,5+/-0,2	4,0+/-0,2	4,5+/-0,2
Tloušťka v mm (single side) Dlaně: Prst: Manžeta :	0,07+/-0,02. 0,10+/-0,02 Min. 0,05				
Délka	Min. 240 mm				
Pevnost – před stárnutím	Min 6 N				
po stárnutí	Min 6 N				
Barva a typ	Růžová -magenta, rolovaná manžeta, zdrsňené prsty, pravolevé				
Balení	100 kusů v krabičce , 10 krabiček v kartonu				
Materiál	nitril				
Množství zapařovadla dle EN455-3	<2 mg / rukavici				
Kvalitativní úroveň	AQL 1.5				
Normy kvality	Viz prohlášení o shodě				



VULKAN-Medical a.s.
463 34 Hrádek nad Nisou