



Issued to:

VULKAN - Medical, a.s.
U gumovky 439
463 34 Hradek nad Nisou
Czech Republic

Notified Body: 2777

SATRA customer number: P19109

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/14141-02/E02-01

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category III product.

Product reference:

9012-X-latex examination gloves, powder free

Description:

Powder Free Latex Examination Gloves:
Available Colours: Natural Cream

Sizes:

7 S
8 M
9 L
10 XL

Classification:

EN ISO 374-1: 2016/Type B

Acetone (B)
40% Sodium Hydroxide (K)
25% Ammonium Hydroxide (O)
40% Hydrofluoric Acid (S)
37% Formaldehyde (T)

Level

0
6
0
3
6

EN 374-4:2013

58.1%
11.5%
-94.4%
X
-25.0%

EN ISO 374-5: 2016

Protection against bacteria and fungi
Protection against viruses

Result

Pass
Pass

Standards/Technical specifications applied:

EN 420: 2003+A1: 2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technical reports/Approval documents:

SATRA: CHM0283597/1914/JG/B/Issue 2, CHM0283597/1914/JG/E, CHM0283597/1914/JG/H, CHM0283597/1914/EN/K, CHM0283597/1914/SPC/2
SGS: CRSSA/12020/20

Signed on behalf of SATRA:

Kayleigh Aylward

Date of issue: 23/05/2025

Expiry date: 17/07/2029

Certifikát EU přezkoušení typu

Číslo certifikátu: 2777/14141-02/E02-01

Tento certifikát EU přezkoušení typu se vztahuje na následující skupiny výrobků podpořené zkouškami podle příslušných norem/technických specifikací a přezkoumáním technické dokumentace. Byl vydán podle modulu B Nařízením 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Bylo prokázáno, že tato skupina výrobků splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jako výrobky kategorie III.

Odkaz na výrobek

Popis:

9012-X- latexové vyšetřovací rukavice, bezprašné

bezprašná latexové vyšetřovací rukavice
dostupné barvy: přírodní krémová

Velikosti:

Klasifikace:

	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018/Typ B	úroveň	EN 374-4:2013
7 S	Aceton (B)	0	58,1%
8 M	40% hydroxid sodíku (K)	6	11,5%
9 L	25% hydroxid amonný (O)	0	-94,4%
10 XL	40% kyselina fluorovodíková (S)	3	X
	37% formaldehyd (T)	6	-25,0%

EN ISO 374-5: 2016

Ochrana proti bakteriím a plísním
Ochrana proti virům

Výsledek

obstál
obstál

Použité normy/technické specifikace:

EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technické zprávy/schvalovací dokumenty:

SATRA: CHM0283597/1914/JG/B/vydání 2, CHM0283597/1914/JG/E, CHM0283597/1914/JG/H, CHM0283597/1914/EN/K, CHM0283597/1914/SPC/2
SGS: CRSSA/12020/20

Podepsáno jménem SATRA:

Kayleigh Aylward

Datum vydání: 23/05/2025

Datum expirace: 17/07/2029