



Issued to:

VULKAN - Medical, a.s.
U gumovky 439
463 34 Hradek nad Nisou
Czech Republic

Notified Body: 2777

SATRA customer number: P19109

EU Type-Examination Certificate

Certificate number: 2777/14005-02/E02-01

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category III product.

Product reference:

9014-X-latex examination gloves SAFETY reinforced long cuff

Description:

Powder Free Safety Latex Examination Gloves.
Available Colours: Blue

Sizes:

7 S
8 M
9 L
10 XL

Classification:

EN ISO 374-1:2016/Type B

Methanol (A)
40% Sodium Hydroxide (K)
65% Nitric Acid (M)
30% Hydrogen Peroxide (P)
37% Formaldehyde (T)
50% Phenol
14% Active chlorine Sodium hypochlorite

Level

0
6
3
3
6
1
6

EN 374-4:2013

11.9%
-8.4%
49.2%
3.1%
-3.2%
19.6%
-12.5%

EN ISO 374-5: 2016

Protection against bacteria and fungi
Protection against viruses

Result

Pass
Pass

Standards/Technical specifications applied:

EN 420: 2003+A1: 2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technical reports/Approval documents:

SATRA: CHM0283597/1914/JG/F, CHM0283597/1914/JG/II/Issue 2, CHM0283597/1914/JG/L, CHM0283597/1914/SPC/3

Signed on behalf of SATRA:

Maia Ryan

Date of issue: 19/05/2025

Expiry date: 17/07/2029

Certifikát EU přezkoušení typu

Číslo certifikátu: 2777/14005-02/E02-01

Tento certifikát EU přezkoušení typu se vztahuje na následující skupiny výrobků podpořené zkouškami podle příslušných norem/technických specifikací a přezkoumáním technické dokumentace. Byl vydán podle modulu B Nařízením 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Bylo prokázáno, že tato skupina výrobků splňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jako výrobky kategorie III.

Odkaz na výrobek**Popis:**

9014-X- latexové vyšetřovací
Rukavice SAFETY zesílené,
prodloužené

Bezprašné latexové vyšetřovací rukavice
Dostupné barvy: modrá

Velikosti:**Klasifikace:**

		EN ISO 374-1: 2016+A1:2018/Typ B	úroveň	EN 374-4:2013
7	S	Metanol (A)	0	11,9%
8	M	40% hydroxid sodíku (K)	6	-8,4%
9	L	65% kyselina dusičná (M)	3	49,2%
10	XL	30% peroxid vodíku (P)	3	3,1%
		37% formaldehyd (T)	6	-3,2%
		50% fenol	1	19,6%
		14% aktivní chlor chlornan sodný	6	-12,5%
EN ISO 374-5: 2016			Výsledek	
Ochrana proti bakteriím a plísním			obstál	
Ochrana proti virům			obstál	

Použité normy/technické specifikace:

EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016

Technické zprávy/schvalovací dokumenty:

SATRA: CHM0283597/1914/JG/F, CHM0283597/1914/JG/I/vydání 2, CHM0283597/1914/JG/L, CHM0283597/1914/SPC/3

Podepsáno jménem SATRA:

Maia Ryan

Datum vydání: 19/05/2025

Datum expirace: 17/07/2029